

BARRIER® Skyddsrockar

Engångskläder erbjuder en ren, fräsch start varje dag



- Knytband vid midjan och halsen för snabb påklädning
- Mjuk, bekvämt och extra starkt nonwoven-material
- Finns i flera färger
- Den vätsketäta modellen har breda muddar i ärmarna för extra komfort
- En polyetylenfilm ger extra skydd på den vätsketäta rocken


Skyddsrock

Art. nr.	Beskrivning	Färg	Storlek	Förpackning
1901	Skyddsrock	Gul	L	50
1902	Skyddsrock	Blå	L	50
1903	Skyddsrock	Grön	L	50
1904	Skyddsrock	Vit	L	50
1905	Skyddsrock	Mörkblå	L	50
1921	Skyddsrock	Gul	XL	50
1922	Skyddsrock	Blå	XL	50
1923	Skyddsrock	Grön	XL	50
1924	Skyddsrock	Vit	XL	50
1925	Skyddsrock	Mörkblå	XL	50



Vätsketät Skyddsrock

Art. nr.	Beskrivning	Färg	Storlek	Förpackning
1931	Vätsketät skyddsrock med mudd	Gul	L	50
1932	Vätsketät skyddsrock med mudd	Blå	L	50
1933	Vätsketät skyddsrock med mudd	Gul	XL	40
1934	Vätsketät skyddsrock med mudd	Blå	XL	40



Mått – cm	Vätskeavstötande		Vätsketät	
	L	XL	L	XL
A. Mått till högsta punkt vid axel	114	127	124	142
B. Längd	103	113	113	130
C. Bröstvidd	65	75	65	75
D. Ärm längd	56	61	56	61
Material	Vätskeavstötande: Polypropen nonwoven			
	Vätsketät: Polypropen nonwoven med polyetenfilm			
	Elastik: Fritt från naturgummilates			
	Mudd: Polyester			

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3C, 402 52 Göteborg, Sverige. Tel 031-722 30 00.
Mölnlycke Health Care- och BARRIER-varumärken och logotyper är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke Health Care Group. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt.