

3M Science.
Applied to Life.™

Estetisk fyllning

**Ett vackert leende delar
man gärna.**



Du vill säkert lämna alla dina patienter med ett vackert leende.

De flesta patienter är medvetna om hur en höglanspolerad restaurering både känns och är estetiskt tilltalande. Att framställa en estetisk och naturlig fyllning kan vara tidskrävande. Så vad gör du...? Väljer du estetik före produktivitet? Eller sätter du av tillräckligt med tid för att skapa det perfekta leendet - för att det är bara så det är?

Estetiska, naturligt utformade fyllningar behöver inte längre vara en tidskrävande process. Med vår lösning kommer du att se hur enkelt det kan göras. Ge restaureringen en glans som du får med diamantpasta- utan pasta!

Bli inte överraskad när det pratas om ditt fina arbete - för ett vackert leende är värt att dela



Det har stor betydelse vilken komposit du använder. Du kan använda mycket tid på polering, och ändå till slut upptäcka att poleringsresultatet ej bibehålls länge.



Du kan skapa ett vackert leende med hjälp av 3M:s nanoteknologi som patienterna kommer att älska.

Filtek™ Supreme XTE universalkomposit har mycket goda polerings-egenskaper med bibehållen höglans.



I tillägg till höglansen så bidrar nanoteknologin till att Filtek Supreme XTE universalkomposit är enkel att hantera, är slitstark och kan användas överallt i bettet till vilken Klass som helst.



En allsidig komposit - enkelt och snyggt.



Nanoteknologi. För vackra, starka fyllningar... överallt.

Diamantpartiklar

Ger en höggglans som vid polering med diamantpasta-utan pasta

En synbar förändring!

Det estetiska utseendet på en fyllning beror på färg och form, samt glansen som uppnås vid den avslutande poleringen.

Med 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ Diamond polerhjulsystem, uppnår du en glans som med polering med diamantpasta- men med den bekvämlighet som ett gummipolersystem erbjuder.

Sof-Lex™ Pre-Polishing Spiral (beige) tar bort och polerar repor som uppstår i fyllningen under konturering och förbereder ytan för högglanspolering. Sof-Lex™ Diamond Polishing Spiralhjul (rosa) ger den avslutande högglanspoleringen.

Du behöver inte stoppa upp behandlingen för att byta mellan traditionella spetsar, koppar, trissor och borstar. De flexibla spiralhjulen passar till alla ytor: anteriort, posteriort, konvext och konkavt.

Spiralhjulen kan steriliseras och användas flera gånger. Det är viktigt att spiralhjulen används med vatten..



Filtek™ Supreme XTE
universalkomposit polerad
med Sof-Lex™ Diamond
polersystem



TPH Spectra® Universal
komposit polerad med
Enhance® Finishing System
och PoGo® Polishing System

Lägg märke till klara reflektionen när
Filtek™ Supreme XTE universalkomposit
är polerad with the Sof-Lex™ Diamond polerhjulsystem

Estetiskt snygga fyllningar kan vara lätt ...

3Ms enastående historia och erfarenhet inom slipeteknologi är en mycket bra utgångspunkt för succé. Vi använder denna kompetens till att utveckla en poleringslösning som maximerar de estetiska fördelarna med Filtek™ Supreme XTE universalkomposit på ett enkelt sätt.

Filtek™ Supreme XTE
universalkomposit

1



Sof-Lex™
Pre-polerhjul

2



Sof-Lex™ Diamond
polerhjul

3



Beställningsinformation



Enkel Estetik

Filtek™ Supreme XTE universalkomposit är känd för sitt stora urval av färger och opaciteter, men de flesta fyllningarna görs med endast en utav de 8 bodyfärgerna.

A1B A2B A3B A3.5B

B1B B2B C1B C2B

3M™ Filtek™ Supreme XTE universalkomposit

Artikelnr	Produktinformation
4911S	Filtek™ Supreme XTE universalkomposit introkit 2 färger—Kapslar Innehåller: 40 – 0.2g kapslar: 20 av vardera Bodyfärg A2, A3; teknikguide; bruksanvisning
4910S	Filtek™ Supreme XTE universalkomposit introkit 2 färger—Sprutor Innehåller: 4 – 4g sprutor: 2 av vardera Bodyfärg A2, A3; teknikguide, bruksanvisning

DENTIN färg refill

Refill	Artikelnr	Artikelnr
Färg	Sprutor	Kapslar
A1D	4910A1D	4911A1D
A2D	4910A2D	4911A2D
A3D	4910A3D	4911A3D
A4D	4910A4D	4911A4D
B3D	4910B3D	4911B3D
C4D	4910C4D	4911C4D
White	4910WD	4911WD

Emalj färg refill

Refill	Artikelnr	Artikelnr
Färg	Sprutor	Kapslar
A1E	4910A1E	4911A1E
A2E	4910A2E	4911A2E
A3E	4910A3E	4911A3E
B1E	4910B1E	4911B1E
B2E	4910B2E	4911B2E
D2E	4910D2E	4911D2E
White	4910WE	4911WE
Extra White	4910XWE	4911XWE

Sprutor färg refill:

Innehåller 1 – 3g spruta; bruksanvisning

Kapslar färg refill:

Dentin, Emalj och Translucent färg refill

Innehåller 10 – 0.2g kapslar; bruksanvisning

Bodyfärg refill

Innehåller 20 – 0.2g kapslar; bruksanvisning

BODY färg refill

Refill	Artikelnr	Artikelnr
Färg	Sprutor	Kapslar
A1B	4910A1B	4911A1B
A2B	4910A2B	4911A2B
A3B	4910A3B	4911A3B
A3.5B	4910A3.5B	4911A3.5B
B1B	4910B1B	4911B1B
B2B	4910B2B	4911B2B
C1B	4910C1B	4911C1B
C2B	4910C2B	4911C2B
A4B	4910A4B	4911A4B
A6B	4910A6B	4911A6B
B3B	4910B3B	4911B3B
B5B	4910B5B	4911B5B
C3B	4910C3B	4911C3B
D2B	4910D2B	4911D2B
D3B	4910D3B	4911D3B
White	4910WB	4911WB
Extra White	4910XWB	4911XWB

Translucent färg refill

Refill	Artikelnr	Artikelnr
Färg	Sprutor	Kapslar
Clear	4910CT	4911CT
Blue	4910BT	4911BT
Grey	4910GT	4911GT
Amber	4910AT	4911AT

3M™ Sof-Lex™ Diamond Polersystem

Artikelnr	Produktinformation
5092-I	Sof-Lex™ Diamond Polersystem—introkit Innehåller: 5 Sof-Lex™ Pre-Polishing Spirals (Beiga); 5 Sof-Lex™ Diamond Polishing Spirals (Rosa); 1 RA mandrell; bruksanvisning; teknikguide
5090	Sof-Lex™ Pre-Polishing Spirals—Refill Innehåller: 15 Sof-Lex™ Pre-Polishing Spirals (Beiga)
5091	Sof-Lex™ Diamond Polishing Spirals—Refill Innehåller: 15 Sof-Lex™ Diamond Polishing Spirals (Rosa)



www.3MESPE.se

3M Svenska AB
3M Oral Care
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Sverige
telefon: +468922100
www.3MESPE.se

3M, 3M Science. Applied to Life., ESPE, Filtek och Sof-Lex är varumärken från 3M eller 3M Tyskland GmbH. Används under licens i Canada.
© 3M 2016. Alla rättigheter.
2016-08 nr1