

PLANMECA ProX

Flexibel och smidig röntgen för alla sensorer och bildplattor. Självklart kan du välja att montera den där det passar dig bäst. På vägg, i taket, på unit eller på pelare.

- Tydlig display som kan användas manuellt eller med ett stort urval av förprogrammerade knappar.
- Rörspänning 60, 63, 66 och 70 kV.
- Rörström 2 – 8 mA.

Komplett med avtryckare, vägghängd med valfri förlängningsarm.

Gäller 1 april - 30 april.

Priser exkl. moms. Kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal.



Från
39 900 kr
Inkl. frakt och
standardinstallation.

PLANMECA ProSensor HD

- Ett stort urval av inställningar för bildkvalité.
- Hermetiskt tillsluten för bättre rengöring.
- Magnetkontakt till kontrollboxen, ger enkel hantering vid flytt av sensor mellan flera rum.

TIPS! Köper du Planmeca ProX röntgen och ProSensor HD kan kontrollboxen integreras i ProX.

Få 2 förp. ORBIS hygienpåsar (100 pack) vid köp av sensor.

R314313	ORBIS	Sensorpåse	storlek	1
R314314	ORBIS	Sensorpåse	storlek	2
R314315	ORBIS	Sensorpåse	storlek XL	

Gäller 1 april - 30 april 2026.

Priser exkl. moms. Kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal.

Installation tillkommer och offereras utifrån era förutsättningar.



PLANMECA
ProSensor HD
storlek 1

Set med kontrollbox
och sensorhållare.

39 000 kr

Ord. pris 47 300 kr



PLANMECA
ProSensor HD
storlek 2

Set med kontrollbox
och sensorhållare.

41 900 kr

Ord. pris 50 400 kr



PLANMECA Viso™ Vårt flaggskepp inom CBCT

Kombinationsmaskin som är anpassningsbar för olika kliniska behov.

Planmeca Viso finns i fyra modeller där volymstorleken skiljer dem åt. De dentala 3D programmen och panorama är standard. Tillval är ENT, ENDO 75µm samt kefalostat/ profilbilder. Planmeca CALM™ korrigerar rörelser av patienten och ger en förbättrad CBCT-bild som minskar behovet för omtagningar – vilket både sparar tid och förbättrar patientsäkerheten.



Viso G1 (Vol. 3x3 - 11x11 cm)
inkl.frakt och installation.

Funktionen CALM ingår
(värde 18 500 kr).

559 900 kr

Ord. pris 687 900 kr



Viso G7 Volymstorlek 3x3 – 30x30 cm

Viso G5 Volymstorlek 3x3 – 20x17 cm

Viso G3 Volymstorlek 3x3 – 20x10 cm

NYHET! Viso G1 Volymstorlek 3x3 – 11x11 cm

PLANMECA ProOne

ProOne panorama inkl. Segmentering,
Bitewing, frakt, installation och en 2D
Romexislicens.

159 900 kr

Ord. pris 221 000 kr

