
Nyheter | Kampanjer | Fördjupande artiklar | Plandent höst 2026

PLANXTRA

Odontologisk riksstämma & Swedental


VI SES VÄL PÅ SWEDENTAL?
Välkommen till monter B08:23



PLANORDER
Smarta rutiner gav mer tid till patienter. s.26



DUBBELT UPP
Kavo Duo-Pack. Kvalitet till bra pris. s.10



NYTT FRÅN ORBIS
Prisvärda produkter som alltid behövs. s.32

Vi skapar en bättre vardag för svensk tandvård

Plandent

Planmeca 55 år

Plandent AB tillhör Planmeca Group – som firar 55 år.
Vi vill därför fira med extra fina kampanjpriser.
Kom och träffa oss i montern B08:23.

Hur det hela startade
Planmeca Oy grundades av Heikki Kyöstilä i Helsingfors, Finland, år 1971. Den första patientstolen utvecklades 1977 och den första behandlingsstolen kom kort därefter år 1979. Det var starten till att bli det största privatägda företaget inom dentalutrustning, där Plandent ingår i koncernen Planmeca Group i dag. Med över 4 300 anställda globalt uppnådde företagen i Planmeca-koncernen en sammanlagd omsättning på 1,24 miljarder euro år 2025.

År 1989 startades Plandent i Sverige, för att sälja Planmecas utrustning. Sedan dess har vi på Plandent utökat vårt erbjudande med exempelvis förbrukning, IT-support och CAD/CAM. Vi utökade därefter vårt serviceutbud efter sammanslagningen med KaVo, då vi nu har Nordens största serviceorganisation.

Vi ser fram emot att jobba ännu närmare tandläkarklinikerna och fortsätta utveckla tandvården tillsammans.



Swedental - vi ses i monter B08:23!

Plandents personal är redo att hjälpa dig. Från serviceavtal till att hitta rätt produkter som passar din klinik och budget.

Träffa våra leverantörer på mässgolvet:
Onsdag: Dentsply och Solventum
Torsdag: Ivoclar och GC
Fredag: Ultradent och Directa

Under hela mässan kan du även träffa:
LM-Dental, Entteri Journalsystem och Dental IT.

Kom förbi vår monter B08:23 och låt oss hjälpa dig!



Vi vet vad som är **värt att testa**

Branschen utvecklas ständigt och nyheter dyker upp titt som tätt. Därför vill vi dela med oss av våra experters favoriter som du inte bör missa.

På vår hemsida, plandent.se, hittar du hela vårt sortiment, nyheter och kampanjer.



”ORBIS putskoppar kommer i olika storlekar och finns både i hårt och mjukt format. **Perfekt för klinikens profylaxbehandlingar.”**

Rose-Marie Åleberg
Förbrukningssäljare Stockholm & Öst





”ORBIS Ortho Floss är idealisk för rengöring vid tandställning, broar, implantat och breda mellanrum. Enkelt att använda och anpassar sig perfekt till all mellanrumsrengöring.”

Dajana Panjik
Kundtjänst & tandsköterska





”Planmeca Onyx™, den nya intraorala skannern som kombinerar hög skanningsprecision med full flexibilitet genom trådlös användning. **Skannern integreras sömlöst med Romexis,** vilket ger ett effektivt digitalt arbetsflöde.”

Viktor Reponen
Digital supportchef





”Den nya **Romexis Assistenten i 2D och 3D är en inbyggd AI-hjälp** som ger dig svar på dina frågor direkt i Romexis. Om du exempelvis glömt hur du exporterar en bild skriver du bara din fråga och assistenten guidar dig med tydliga instruktioner i text eller instruktionsvideor.”

Patricia Amrén
Utbildningsansvarig röntgen

VI VILL TRÄFFA DIG!

Plandent har över 100 anställda runt om i Sverige.
Här är några av oss.



FÖRSÄLJNING

Prata med våra kunniga Plandentare!



TEKNISK SERVICE

Hitta din närmaste servicetekniker.



KUNDTJÄNST

Telefon
08-546 979 00

E-post
info@plandent.se





Med Nordens största serviceorganisation vill vi vara nära kliniken och dina behov. Allt för att göra din vardag lättare. Träffa oss på Swedental eller kontakta dina lokala representanter.

Har du behov av support, utbildning eller vill prata med oss? Skanna QR-koden och hitta din kontaktperson på Plandent.

FÖLJ OSS

plandent.se

Alla priser i denna utgåva är exkl. moms. Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Våra kampanjer gäller endast när du handlar genom våra egna kanaler (via vår webbshop, telefon, e-post eller i vår monter på Swedental). När du beställer via Praktikertjänst, centralupphandling eller Regionernas egna portaler kan du tyvärr inte ta del av våra kampanjer.

Rabatter och erbjudanden går inte att kombinera med varandra eller med avtalade priser.

Kampanjernas giltighetstid är 2 november – 11 december 2026 om inget annat anges.

BEHANDLINGSSTOLAR

ÅRETS NYHET!



PLANMECA **PRO40**

Planmeca Pro40 är en ny behandlingsstol med smart teknik och genomtänkt ergonomi som hjälper dig till en bättre arbetsdag.

Pro40 erbjuder perfekt ergonomi i form av hög arbetshöjd för stående arbete, vilsam patientkomfort och direkt återkoppling vid utförande av olika arbetsmoment på 7-tums skärmen.

Pekskärmen ger tydlig vägledning för alla rutiner kring rengöring och desinfektion, vilket säkerställer säkert utförande även vid högt arbetstempo eller personalbyten. Bryggan kan utrustas med 6 instrument.

Denna behandlingsstol är även stark, för den kan lyfta upp till 200 kg.

Upplev Pro40 på Swedental!

Kom förbi vår monter B08:23 och upplev Pro40s ergonomi, smarta teknik och komforten den ger dina patienter.



Planmeca fyller 55 år!

Vi vill fira med dig.
Just nu kan du köpa en **Compact i Classic** eller **amiQa behandlingsstol** till fina priser.

PLANMECA 55 YEARS



KAVO amiQa

Inkl. vått sugsystem, kontinuerlig vattenrening, operationsbelysning, hygiencenter, fotkontroll, 4 instrument och dubbelt brickbord.

Patientstol: nackstöd inkl. magnetisk tempurkudde, standardklädsel och höger/vänster armstöd.

Jubileumspris till de 10 första
269 900 kr

Frakt samt standardinstallation ingår.



PLANMECA **COMPACT i CLASSIC**

Inkl. vått sugsystem, operationsbelysning, fotkontroll, 4 instrument och dubbelt brickbord.

Patientstol: kirurgiskt nackstöd, standardklädsel och armstöd

Lägg till komfortpaket för 19 900 kr.
(Ultra Relax klädsel samt böjbar bendel)

Uppgradera till
Solanna operationsbelysning **12 500 kr.**

Jubileumspris till de 10 första
236 500 kr

Frakt samt standardinstallation ingår.

Unitarna på bilderna kan avvika från innehållet i erbjudandet.

PLANMECA **COMPACT i5**

En framtidssäker premiummodell för dig som vill kunna skräddarsy din behandlingsstol efter dina behov.

Compact i5 är enkel att uppgradera med nya funktioner och förbättringar. Med denna behandlingsstol på din klinik får du en ergonomiskt utformad design med optimal sugrengöring.



KaVo **uniQa**

En ergonomiskt utformad premiummodell för dig som värderar hygien och lång hållbarhet. Behandlingsstolen uniQa har kontinuerlig vattenrening och hygiencenter med sugslangsrengöring

Det finns även flera tillval som magnetisk tempurkudde, RELAXlineklädsel och Kosta Boda fontänskålar.



Varje skål är unik

Personifiera din KaVo-unit med en fontänskål från Kosta Boda.

OBS, Begränsat antal, missa inte!



ORBIS Like

FÖRBRUKNINGEN TILL DIN KLINIKS BEHANDLINGSSTOL

Plandents egna varumärken ORBIS och Like består av ett stort sortiment som alltid behövs på kliniken. Varav många av dessa produkter passar till alla våra varierade behandlingsstolar.



Läs mer om produkterna på: www.plandent.se/orbis-och-like



ORBIS munskydd



ORBIS aspiratorrör



ORBIS plastbägare



ORBIS patientservett

HAND- & VINKELSTYCKEN



DUBBELT SÅ BRA - KAVO DUO-PACK

TURBINER – HIGH SPEED



KaVo Turbin MASTERtorque LUX M9000 L

Den bästa turbinen från KaVo med bl.a. Direct Stop Technology. Borret stannar på 1 sekund. Plasmatec-ytskikt för perfekt grepp och utmärkt hygien.

Artikelnummer: R296369

DUO PACK PRIS: 16 800 kr (8 400 kr/st)

** Gäller ej colour-serien.*



KaVo Turbin EXPERTtorque E680 L

En driftsäker turbin med hög prestanda, litet huvud och EXPERTgrip-yta för säkert grepp.

Artikelnummer: R292499

DUO PACK PRIS: 12 600 kr (6 300 kr/st)

UPPVÄXLAT 1:5



KaVo MASTERmatic LUX M25 L

Ett förstklassigt instrument med Triple Gear-teknik för mjuk gång utan störande vibrationer. Den ergonomiska vinkelkombinationen för huvud/knä säkerställer bästa sikt. Plasmatec-ytskikt för perfekt grepp och utmärkt hygien.

Artikelnummer: R296367

DUO PACK PRIS: 21 980 kr (10 990 kr/st)



KaVo EXPERTmatic LUX E25 L

Ett robust, kraftfullt och effektivt instrument med reducerade standarhuvudmått för bättre sikt och åtkomlighet. EXPERTgrip-yta för säkert grepp.

Artikelnummer: R292497

DUO PACK PRIS: 14 900 kr (7 450 kr/st)

LÅGVARV 1:1



KaVo EXPERTmatic LUX E20 L

Ett robust och kraftfullt instrument för det dagliga arbetet.

Artikelnummer: R292498

DUO PACK PRIS: 10 800 kr (5 400 kr/st)



KaVo MASTERmatic LUX M20 L + L68 B

Högsta prestanda och bästa komfort får man med denna kombination av underdel och huvud.

Köp två av varje för att kunna nyttja DUO-Pack av LUX M20 och L68 B.

Artikelnummer: R254116 och 10081834

DUO PACK PRIS: 14 900 kr (7 450 kr/st)



Besöker du Swedental?
Vi hjälper dig att hitta rätt instrument vid montern B08:23!

BILDHANTERING



Romexis - Ett program för klinikens alla bilder

Den digitala plattformen för modern tandvård
Romexis ger hela kliniken en komplett patientbild, effektivare diagnostik och ett smidigare arbetsflöde. Oavsett om det är intraorala bilder, foton, panoramabilder, profilbilder, CBCT, intraoral skanning och dokument. Allt samlas i patientens journal.

Romexis erbjuder dig också kraftfulla AI-funktioner samt ett omfattande utbud av verktyg för diagnostik, bildbehandling, behandlingsplanering och patientkommunikation.

Effektiv tandnumrering med hjälp av AI
AI-funktionen identifierar och tandnumrerar tänder automatiskt i röntgenbilderna. Du behöver bara kontrollera resultatet och göra eventuella justeringar. Korrekt tandnumrering gör det enkelt att söka, filtrera och organisera bilder efter tandnummer och bildtyp.

Automatisk orientering och placering
Röntgenbilder roteras och placeras automatiskt på rätt plats i studiemallen, vilket ger ett mer effektivt arbetsflöde. Funktionen fungerar även vid import av bilder och vid skanning av bildplattor.

Automatisk segmentering i 3D
Romexis möjliggör automatisk identifiering och segmentering av anatomiska strukturer, såsom tänder, nerver, käkar, luftvägar och bihålor. AI kan även automatiskt sammanfoga intraorala skanningar till CBCT-volymer.

AI som stöd för kliniska beslut
AI-funktionen är utvecklad för att stödja och effektivisera det kliniska arbetet. Den ersätter inte professionellt omdöme, så alla AI-genererade resultat ska alltid granskas och verifieras av tandvårdspersonal.

Besöker du Swedental?
Välkommen att prata om Romexis med oss!

Läs mer om Romexis på **plandent.se/romexis**
Eller skanna QR-koden

2D/3D RÖNTGEN

PLANMECA **Viso G1**

Volymstorlek från 3x3 till 11x11 cm.

569 900 kr
Ord. pris: 677 900 kr

I priset ingår:

Frakt, installation och utbildning.

CALM-funktionen
värde 20 500 kr

Innovativt huvudstöd
värde 19 300 kr

Planmeca Viso G1 och G5 hittar du på Swedental i vår monter B08:23!



PLANMECA **Viso® CBCT**

Planmeca Viso® CBCT – Flexibel 2D- och 3D-bildtagning i samma maskin.

- **CALM**-funktionen minskar rörelseartefakter i bilden vilket innebär högre bildkvalitet och färre omtagningar.
- Möjlighet till 120 kV för hög diagnostisk bildkvalitet.
- Kamerabaserad patientpositionering för enkel och exakt positionering.
- Volymstorlek 3x3 till 30x30 cm.
- Flexibla val av undersökningsprotokoll för den kliniska frågeställningen.
- ÖNH-program för diagnostik inom öron-, näs- och halsområdet.
- Kan utrustas med ProCeph One-Shot kefalostat som ger mycket kort exponeringstid och därmed minskad risk för rörelseartefakter.



Viso G1
Volymstorlek 3x3 – 11x11 cm



Viso G3
Volymstorlek 3x3 – 20x10 cm



Viso G5
Volymstorlek 3x3 – 20x17 cm



Viso G7
Volymstorlek 3x3 – 30x30 cm

Kampanjerna är giltiga 2 november – 11 december 2026, om inget annat anges.

2D RÖNTGEN



PLANMECA **ProOne**

Liten och smidig panorama som är enkel att arbeta med.


ProOne panorama inkl. Segmentering, Bitewing, frakt, installation och en 2D Romexislicens.

169 900 kr
Ord. pris: 229 500 kr

INTRAORAL KAMERA

KaVo **DIAGNOcam Vision Full HD**

1 klick, 1 sekund, 3-i-1 diagnos



Intraoral kamera med trippeldiagnostik i Full HD med en enda knapptryckning. Intraoral, Transilluminering och Fluorescens.

Artikelnummer: R297107

43 900 kr
Ord. pris: 55 500 kr

Kampanjerna är giltiga 2 november – 11 december 2026, om inget annat anges.

INTRAORAL RÖNTGEN

PLANMECA ProX



Flexibel och smidig röntgen för alla sensorer och bildplattor. Självklart kan du välja att montera den där det passar dig bäst. På vägg, i taket, på unit eller på pelare.


- Tydlig display som kan användas manuellt eller med ett stort urval av förprogrammerade knappar.
- Rörspänning 60. 63, 66 och 70 kV.
- Rörström 2 – 8 mA.

Komplett med avtryckare, vägghängd med valfri förlängningsarm.

40 900 kr
Ord. pris: 44 900 kr
Inkl. frakt och standardinstallation.

PLANMECA **PROSENSOR HD**


ProSensor HD finns i tre storlekar: 0, 1 och 2. Med USB eller Ethernetanslutning.



ProSensor HD storlek 1

Enbart sensor
33 900 kr
Ord. pris 39 600 kr

Sensor med kontrollbox och sensorhållare
40 900 kr
Ord. pris: 47 700 kr



ProSensor HD storlek 2

Enbart sensor
36 900 kr
Ord. pris 43 350 kr

Sensor med kontrollbox och sensorhållare
43 900 kr
Ord. pris: 51 400 kr



Kampanjerna är giltiga 2 november – 11 december 2026, om inget annat anges.

FINANSIERING

Flexibla lösningar på finansiering

Plandent erbjuder olika former för finansiering. Vi anpassar lösningarna efter din verksamhets önskemål och behov, så du kan koncentrera dig på din praktik.

Fördelarna är många:

- Hela hyran är avdragsgill.
- Leasing belastar ej balansräkningen.
- Förbättrar likviditeten.
- Skräddarsydd och flexibel helhetslösning.
- Allriskförsäkring med låg premie och självrisk.

Boka ett möte med din närmaste säljare så berättar de mer.

Du hittar dem på plandent.se/finansiering.
Eller använd QR-koden.



Prata med oss vid monter B08:23 på Swedental!

DENTSHARE. SÄKER FILÖVERFÖRING FÖR VÅRDEN.

Skicka röntgenbilder säkert

DentShare gör det möjligt att dela röntgenbilder, journaler och annan patientdata – med BankID och full spårbarhet.



BankID
3 GB
EU
Full spårbarhet


Odontologisk riksstämma & Swedental

Träffa oss på Swedental i Plandents monter , B08:23

DENTAL iT

BELYSNING

D-TEC LIGHTING SYSTEMS



D-TEC **CLAIR**

Hygienisk och energisnål LED-armatur som avger minimalt med strålningsvärme samtidigt som den ger ett optimalt arbetsljus. Med tillvalet dynamiskt dagsljus kan man anpassa ljusstyrkan för att simulera verkligt dagsljus. Att kunna ändra färgtemperaturen efter dagsljusets skiftningar ger inte bara ett bra arbetsljus, det skapar även en behagligare känsla och arbetsmiljö.

D-TEC Clair inklusive dynamiskt ljus och indirekt ljus.
Artikelnummer: MD132595, MD166885 och MD132600

33 900 kr
Ord. pris: 45 600 kr

D-TEC **BRITE TETRON**

Perfekt belysningsarmatur när en större arbetsyta behöver belysas. Det kraftfulla och exakta ljuset flödar över arbetsplatsen och skapar optimala förutsättningar för rätt färgåtergivning. Ljuset är skugg- och bländfritt.

D-TEC Brite Tetron inklusive dynamiskt ljus.
Artikelnummer: MD169317 och MD166885

16 900 kr
Ord. pris: 24 800 kr

OPERATÖRSTOLAR

Stort utbud av sadelstolar

Mässerbjudande:
Fotreglage på köpet,
värde 1 377 kr.




Support Design
Positive Posture

Nyfiken?
Kom förbi vår Swedental monter, B08:32 och provsitt våra stolar!

Nu ännu mjukare för en bättre komfort

Passa på nu med 10% rabatt på alla Salli operatörsstolar.



SALLI SIT HAPPY

Tips från Plandent: Klipp eller riv ut sidan och sätt upp på kliniken som en påminnelse!

Ergonomiska övningar från Salli

Ibland är det svårt att prioritera tid för sin egen hälsa, speciellt under stressiga arbetsdagar. Därför tog vi på Plandent kontakt med Salli. Här delar de med sig av sina favoritövningar som du kan testa på din kliniks sadelstol.




Stretcha nackmusklerna på bägge sidor.




Stretcha de övre nackmusklerna genom att trycka in och ut hakan, så du nästan får en dubbelhaka.

Denna stretch är mycket viktig då många tandläkare har en tendens att släppa ned hakan när de tittar ner. Med denna stretch kan du bli av med huvudvärk orsakad av spända muskler.



Stretcha underarmen.



Underarmens muskler blir spända när du håller instrumenten i ett fast grepp.


Rotera underarmen inåt så långt det går, vänd handflatan mot dig och öka stretchen genom att försiktigt dra handflatan mot dig med hjälp av den andra handen.




Stretcha musklerna på kroppens sidor.



Stretch av rygg och axlar.



Stretch av kroppens baksida.



Rulla på axlarna, slappna av och öka cirkulationen.



Aktivera musklerna i den övre delen av ryggen. Dessa har en tendens att bli spända när du arbetar med uppgifter som är framför kroppen.

Våga prioritera ergonomin!

Salli har andra övningar och även videos du kan testa på innan, efter eller kanske till och med emellan patienterna. Skanna QR-koden och kolla in deras tips!

SALLI SIT HAPPY

STERILUTRUSTNING



MELAG
competence in hygiene

MELAG **MELAtherm** 20

Bara hos Plandent!
Diskdesinfektor med XXL-kammare.

MELAG **MELAcare**

Skötselapparat för hand- och vinkelstycken.

MELAG **CARECLAVE**

En revolution i sterilen
Autoklav & skötselapparat i samma enhet.

Installation och validering ingår för samtliga autoklaver och diskdesinfektorer
Värde **11 000 kr**

Se produkterna på Swedental, monter B08:23

MIELE DISKDESINFEKTOR **Expert**Line



DAC UNIVERSAL D



SMEG DISKDESINFEKTOR





MELAG lanserar två innovativa lösningar – MELAtherm 20 och MELAcare

MELAcare 600 -
instrumentrengöring, desinfektion och smörjning.

Upptäck Melags senaste nyhet! Du får en kompakt lösning för rengöring, termisk desinfektion och oljesmörjning av instrument. Den har en effektiv processtid från endast 14 minuter. Torkning och kylning gör instrumenten redo för användning kort efter avslutad cykel.

Kapacitet att bereda upp till 144 instrument per arbetsdag

MELAtherm 20 -
diskdesinfektor med extra stor kapacitet.

Med en extra stor diskkammare på 160 liter, smarta koncept för drift och dokumentation samt ett nyutvecklat spolarmssystem för optimalt diskresultat är MELAtherm 20 redo för alla utmaningar. Kapacitet är stor, vilket möjliggör effektivitet på kliniken.

Den hanterar instrument för behandling av upp till 90 patienter per körning. Maskinen finns i två utföranden med 400 V anslutning samt activeDRY- eller passiveDRY-torkning.

Tips för rengöring och vård av instrument

Bristfälligt underhåll kan bidra till ökat buller, försämrad prestanda, överhettning, invändig förorening eller för tidigt mekaniskt slitage. Med tiden kan detta leda till högre reparationskostnader, ökad stilleståndstid och större påfrestningar på instrumenttillgängligheten.

Det korrekta arbetsflödet beror på instrumentet, den utrustning som används för upparbetning, lokala krav samt tillverkarens bruksanvisning.

Ett typiskt arbetsflöde kan omfatta:

- avlägsnande av grov smuts
- säker transport till området för upparbetning
- rengöring och desinfektion
- kontroll
- smörjning och skötsel av chuckar vid behov
- förpackning i tillämpliga fall
- sterilisering vid behov
- dokumentation och frisläppande
- lämplig förvaring före återanvändning

Läs mer om MELAtherm 20

Läs mer om MELAcare

Boka din konsultation med MELAG nu



Michael Ganndén, steriltekniker på Plandent.

Michael hjälper tandvårds-klinikerna att **hålla sterilen trygg varje dag**

För Michael Ganndén är sterilrummet mer än maskiner, rutiner och servicepunkter. Det är en viktig del av klinikens vardag. Som steriltekniker på Plandent möter han många kliniker i södra Sverige och ser vilken skillnad kunskap, enkla rutiner och en bra dialog kan göra när sterilen ska fungera tryggt varje dag.

Michael Ganndén arbetar som steriltekniker i södra Sverige. I sitt arbete besöker han tandvårdskliniker för att serva, validera och stötta kring utrustningen i sterilrummet, en funktion han beskriver som helt central för att klinikens vardag ska fungera.

– Det sköna är att personalen alltid uppskattar när man kommer ut. Jag blir alltid väl mottagen. Eftersom många valideringar och servicejobb återkommer årligen lär man känna personalen på klinikerna och bygger upp en relation med dem, förklarar Michael.

Relationer som gör skillnad

För Michael är det bästa med jobbet mötet med kunderna. Under sina år på Plandent har han lärt känna många kliniker och byggt upp relationer med både klinikchefer, samordnare, tandvårdspersonal och steriltekniker. Just relationen och kommunikationen är något Michael återkommer till. När något strular eller när en klinik behöver snabb hjälp, gör en nära dialog stor skillnad.

– Det är roligt när man får hjälpa klinikerna med deras problem. Har man relationen och kommunikationen brukar vi kunna lösa det mesta. Vi försöker vara flexibla och kunna ta akuta arbeten när det behövs, berättar han.

Trygg teknisk service med rätt kompetens

Michael har arbetat på Plandent i åtta år och hade även erfarenhet från branschen och sterilområdet innan dess. Genom utbildningar på Plandent har han fördjupat sin kunskap om helheten i tandvårdens sterilrum.

– Det ska kännas tryggt för klinikerna att ta emot oss. Vi är seriösa, informativa och utbildade på de maskiner vi gör service på. Många av oss har utbildning på flera varumärken. Är ni osäkra på om service behövs, eller om något kan lösas via telefon, är det bara att ringa och fråga, säger Michael.

För att kunna ge bästa möjliga service ute på klinikerna lyfter han fram vikten av kunniga kollegor, och kontinuerlig utbildning för Plandents tekniker.

– Dentalbranschen har tydliga riktlinjer och standarder som behöver följas. Det mesta jag jobbar med omfattas av ISO-standarder. Varav kraven ser olika ut för exempelvis diskdesinfektor och autoklav, säger Michael för att lyfta några av de saker som steriltekniker behöver kunna.

Små rutiner som lyfter sterilrummet

Ett av Michaels viktigaste råd till klinikerna är att ge sterilrummet den uppmärksamhet det förtjänar. Enligt honom kan små insatser göra stor skillnad för arbetsmiljön, utrustningen och helhetsintrycket.

– Jag önskar att klinikerna ser sterilen som en värdefull del av processen. Håll hela sterilen fräsch. Om patienter ser in i ett sterilrum som är smutsigt eller rörigt kan det påverka deras helhetsupplevelse. Det går att göra små saker på några minuter för att hålla sterilen fräsch, säger han.

Han uppmuntrar också klinikerna att vara nyfikna på hur maskinerna fungerar och att sprida kunskapen till fler i personalen.

– Var intresserade av maskinerna och hur de fungerar. Fråga oss gärna eller be om en genomgång. Många gånger handlar problemen om handhavandefel. Om fler på kliniken har kunskap blir det färre driftstopp och problem, säger Michael.



– Det ska kännas tryggt för klinikerna att ta emot oss. Vi är seriösa, informativa och utbildade på de maskiner vi gör service på, säger Michael Ganndén.

Ett sterilrum som fungerar i praktiken

När han beskriver ett välfungerande sterilrum handlar det både om golvyta, flöde och tydlig uppdelning mellan olika moment.

– Många sterilrum skulle behöva vara större, både för att personalen ska få plats att arbeta och för att vi ska kunna utföra service utan att vara i vägen. Optimalt är om sterilen är uppdelad i två rum: ett för diskdesinfektor och den smutsigare delen, och ett för sterilisering, förklarar han.

Detta är inte alltid möjligt för mindre kliniker, men något som bör hållas i åtanke vid sterilplaneringen. Här kan Plandent vara ett stöd för kliniker.

För kunder som anlitar Plandents sterilservice är trygghet, kompetens och dialog viktiga delar av upplevelsen, menar Michael. Han tycker det är bra att Plandent har satsat på att utbilda fler steriltekniker så att vi kommer närmare klinikerna och han är stolt att vara del av Nordens största serviceorganisation.

Upprepad processkontroll - UPQ

En upprepad processkontroll kan omfatta hela eller delar av innehållet i den ursprungliga processkontrollen. Vid UPQ jämförs resultatet med tidigare mätningar. Kontrollen genomförs minst en gång per år på varje program eller tidigare om nytt gods har tillförts som inte kan likställas med tidigare.

Källa: Vårdhandboken.se

Validering

Validering ska ske vid en förändring. Validering handlar om att bevisa att processen är repeterbar på den specifika platsen där utrustningen används. Kravet på validering är vid nyinstallation, omflyttning/återmontering eller reparation och är ett obligatoriskt SKA-krav enligt internationell standard och nationella riktlinjer. Validering ska utföras av person godkänd av både tillverkare och vårdgivare.

Text :
Plandent AB
Foto:
Andreas Ungre

TEKNISK SERVICE

Våra tekniker finns där du är!

Låt oss kontrollera din sterilutrustning

Vårt team av certifierade tekniker hjälper dig med den obligatoriska kontrollen av diskdesinfektor och autoklav. Kontrollen ska utföras kontinuerligt och säkerställer att din utrustning fungerar optimalt. Det minskar onödiga driftstopp och onödig stress i er arbetsvardag.

Läs mer och boka UPQ



Obligatorisk kontroll av diskdesinfektor
Upprepad prestandakvalificering (UPQ/UPK) säkerställer utrustningens prestanda inkl. temperaturmätning och konduktivitetsmätning med sensor.



Obligatorisk kontroll av autoklav
Upprepad prestandakvalificering (UPQ/UPK). Säkerställer utrustningens prestanda inkl. temperatur- och vakuumtryckmätning.


Maskinrummet

Hjärtat av kliniken

När kontrollerade du hjärtat senast?

Om maskinrummet stannar då stannar kliniken. Därför bör du serva sugmotor, sugsystem och kompressor kontinuerligt. Vi på Plandent vill hjälpa dig att säkerställa att klinikens maskinrum fungerar. Så tveka inte att kontakta oss redan i dag!

Skanna QR-koden och läs mer om vad Plandent har att erbjuda klinikens steril- och maskinrum.





Testa din röntgenutrustning

Enligt Strålsäkerhetssmyndighetens (SSM) föreskrifter SSMFS 2018:1 är du som vårdgivare skyldig att testa klinikens röntgenutrustning årligen.

PANORAMASERVICE

2 950 kr Ord. pris 3 450 kr

Årlig konstans-, kvalitetskontroll för bilder och systemunderhåll, båda enligt tillverkarens rekommendationer. Aktuellt serviceprotokoll signeras.
Ange rabattkoden: **Xtra26-fu** i formuläret.

PANORAMARÖNTGENVALIDERING

4 990 kr Ord. pris 6 990 kr

Årlig validering enligt SSM:s krav (panorama). SSM-kontroll utförs av teknisk specialist på panorama röntgensystem.
Ange rabattkoden: **Xtra26-pan** i formuläret.

INTRAORALRÖNTGENVALIDERING

795 kr Ord. pris 955 kr

Årlig validering enligt SSM:s föreskrifter.
Ange rabattkoden: **Xtra26-io** i formuläret.


Priser är exkl. moms och inkl. serviceprotokoll. Resekostnader tillkommer. Offert kan lämnas.

Vill du veta mer?
Kontakta vår Service desk.

Nyttja de fina priserna via QR-koden och **boka röntgenkontroll.**

VERKSTAD

Beställ servicepåsar
Använd QR-koden och beställ dina servicepåsar redan idag!
Varje servicepåse rymmer max tre instrument.
Du nyttjar denna kampanj genom att fylla i rabattkoden: Xtra26 på vår hemsida.



Beställ servicepåsar utan extra kostnad.
Just nu erbjuder vi må-bra-vård. Detta för att öka instrumentens livslängd.

TURBINER, HAND- OCH VINKELSTYCKEN
149 kr/st
+ ev. reservdelar

MOTORER
379 kr/st
+ ev. reservdelar

Ge dina sonder ett nytt liv
SLIPNING AV SONDER
149 kr/st

Erbjudandet gäller fram till 31 december 2026

LM feel the difference

Instrumentergonomi som gör skillnad varje dag

text och bilder: LM-Dental™



Ergonomi handlar om mer än komfort. För tandvårdspersonal som arbetar med handinstrument flera timmar varje dag påverkar instrumentets utformning både arbetsmiljö, behandlingskvalitet och långsiktig hälsa. Därför har instrumentergonomi varit en central del av LM-Dentals™ produktutveckling ända sedan företaget grundades 1973.

Ergonomi börjar med greppet

Enligt LM-Dentals™ filosofi bygger ergonomin på tre grundläggande faktorer: ett halkfritt och naturligt grepp, en lätt och välbalanserad konstruktion som minskar belastningen på handen samt hög taktil känslighet som ger optimal kontroll under behandlingen. Instrumentet ska samtidigt vara slitstarkt, säkert och bekvämt att använda, både för klinikern och patienten.

LM-ErgoSense® – utvecklat för moderna klinikers behov

LM-ErgoSense®-skaftet har en stor diameter på 13,7 mm och är utvecklat genom omfattande forskning och samarbete med kliniska experter. Studier visar att instrument med tjocka silikonskaft upplevs som mer bekväma, orsakar mindre belastning och ger högre produktivitet än instrument med tunnare skaft.
I jämförande användartester rankades LM-ErgoSense® högst i tio av fjorton användbarhetskriterier, och i andra studier föredrog användarna de silikonbelagda LM-instrumenten inom samtliga 18 utvärderade användbarhetsområden.*

Ergonomi genom precision och effektivitet

Ergonomiska fördelar handlar inte bara om skaftet. Instrumentets skärpa påverkar också arbetsbelastningen. Ett vasst instrument kräver mindre kraft, ger bättre kontroll och minskar trötthet i handen.

Även färgkodningen bidrar till ergonomin genom att göra instrumenten snabba att identifiera under behandling och underhåll. Det minskar onödiga avbrott och hjälper klinikteamet att arbeta mer effektivt.

Ergonomi som investering i framtiden

Muskel- och belastningsbesvär är vanliga inom tandvården. Att välja ergonomiskt utformade instrument är därför inte bara en fråga om komfort utan också om hållbar arbetsförmåga. Genom att kombinera rätt skaftdiameter, låg vikt, hög taktil känslighet, välbalanserad design och långvarig skärpa kan moderna handinstrument bidra till en mer effektiv arbetsdag och en bättre arbetsmiljö.

*Referensstudier: (1) Sormunen E., Nevala N: Evaluation of ergonomics and usability of dental scaling instruments; Dental scaling simulation and Field study, part III. Finnish Institute of Occupational Health, LM-Instruments Oy. (2) Nevala N, Sormunen E, Remes J, Suomalainen K: Ergonomic and productivity evaluation of scaling instruments in dentistry. The Ergonomics Open Journal 2013; 6, 6-12

LMDental™ LM-Instruments Oy I Norrby strandväg 8 I FI-21600 Pargas, Finland I info@lm-dental.com I www.lm-dental.com

MD CE 0537


Branschens röster **om Tiotandvården**

Vid årsskiftet trädde den nya tiotandvårdsrefomen i kraft. Det betyder att patienter över 67 år får betydligt lägre kostnader för vissa behandlingar, men hur påverkas tandvården och Sveriges tandläkare?

Vi har intervjuat olika tandläkarkliniker och diskuterat tiotandvårdens inverkan på dentalbranschen. Kliniker som Tandea, Neuman och Malmö Specialisttandläkarna.

Skanna QR-koden och ta del av **alla reportage**

Så här ser tandläkarklinikerna på Tiotandvården



"Nu får äldre som haft det knapert äntligen en möjlighet till bra tandvård. Men det kräver att vi på klinikerna arbetar mer effektivt och delegerar mer inom teamen."

VD, Hanne Sliwo, Tandea.



"För att få kalkylen att gå ihop måste tandläkare göra avkall på kvaliteten och minska kostnaderna för personal och material – eller låta patienterna som är under 67 år betala mer."

Tandläkare Mikael Neuman.



"Vi ser dagligen yngre patienter med mycket stora behov som i dag hindras från vård på grund av ekonomi. Därför tror jag att svensk tandvård framöver behöver bli ännu mer behovsstyrd."

Stian Armstad, grundare Malmö Specialisttandvård.

LM-DENTAL™ ERBJUDANDEN

Kampanjerna är giltiga 2 nov – 11 dec 2026

LM feel the difference

Köp 10 LM-ErgoSense® eller LM-ErgoMax™-handinstrument – betala för 7

(inkl. LM Sharp Diamond™)



7+3

Köp 10, betala för 7

inkl. LM Sharp Diamond™

Köp 4 LM™ extraktionsinstrument – betala för 3



3+1

Köp 4, betala för 3

Köp 5 LM-Servo™-kasetter el. LM-ServoMax™ – betala för 4




4+1

Köp 5, betala för 4

LMDental™ LM-Instruments Oy I Norrby strandväg 8 I 21600 Pargas, Finland I info@lm-dental.com I www.lm-dental.com

CE / CE 0537 MD



PlanOrder skapade **ordning och reda för ny klinik**

Att starta en helt ny tandvårdsklinik innebär många beslut och ännu fler beställningar. För Tandakuten Norr blev de första månaderna en intensiv period med fullt fokus på att få allt på plats. Med PlanOrders smarta rutiner och rätt stöd gick det dock snabbt att få ordning och reda. Resultatet? Mindre tid åt administration och mer tid till patienter samt verksamhetens utveckling.

I juli 2025 öppnade Tandakuten Norr sin klinik i utkanten av Luleå. Där började de från ruta ett. Allt var helt nytt.

– Vi har ett brett utbud med många olika behandlingar på vår tandklinik. Förutom akuttandvård erbjuder vi allmäntandvård inom parodontologi, endodonti, radiologi, protetik, oral kirurgi, orofacial medicin, ortodonti och bettfysiologi. Det innebar att vi behövde mycket utrustning och förbrukningsmaterial av olika slag, berättar Linda Nikolausson, klinikkoordinator på Tandakuten Norr.

– De första tre månaderna satt jag och sökte och beställde varor konstant. Resultatet blev många beställningar och ingen struktur. Då rekommenderade vår kontaktperson på Plandent att vi skulle testa PlanOrder.

Enkelt att använda

Det kom att bli något av en ”game changer”. Inte minst för Linda, som är den som ansvarar för beställningarna. Nu fick hon hjälp med att organisera hela lagret i prydliga lådor för olika material och en lapp på varje låda med en QR-kod. Det gör det enkelt att beställa nytt när förrådet börjar sina. Hon fick också hjälp med att sätta upp de rutiner som behövdes för att hela flödet kring beställningarna skulle fungera enkelt.

– Innan vi kom igång var jag rädd att det skulle bli dyrt och mycket nytt att lära sig, men det har gått lysande bra. Surfplattan och Plandents hjälp med att organisera allting ingick dessutom, säger Linda.

– Systemet är även enkelt att använda. När mina medarbetare märker att en vara håller på att ta slut kan de enkelt skanna QR-koden på lådan med vår surfplatta. Sedan verifierar jag allt och skickar en beställning en gång i veckan. Väldigt enkelt!



– Innan vi kom igång var jag rädd att det skulle bli dyrt och mycket nytt att lära sig, men det har gått lysande bra, säger Linda Nikolausson, klinikkoordinator på Tandakuten Norr.





Med Plandents stöd sattes nya rutiner upp för beställningar.

Mer tid till verksamheten

De enkla rutinerna med PlanOrder har underlättat vardagen och sparat mycket tid för Linda och hennes kollegor. Tid och energi som de i stället kunnat lägga på själva verksamheten och patienterna.

Med det har också kliniken kunnat växa. Av de åtta behandlingsrummen användes tre vid start. Nu, ett år senare, är fem av rummen i användning. Även antalet medarbetare ökar successivt och består i dag av 13 personer – tandläkare, -sköterskor, -hygienister och Linda som är klinikkoordinator.

– Jag har jobbat som tandsköterska inom Folktandvården i 20 år, så det här är nytt för mig. Här har jag hand om allt från patient och personalfrågor, schemaläggning och redovisning till remisshantering och beställningar. Samt en hel del annat. Det är kul att prova på något nytt.

Förutom många av förbrukningsvarorna kommer också mycket av klinikens utrustning från Plandent, bland annat Planmeca behandlingsstolar och röntgenutrustning.

– Allt funkar väldigt bra. I början hade vi problem med en behandlingsstol på grund av fel i ett kretskort. Men det åtgärdade Plandent direkt och sedan dess har allt fungerat bra.

Numera har vi också en serviceperson närmare, i Boden, så får vi ett problem med utrustningen går det snabbt att få hjälp.

Du hittar detta reportage och fler här.

Text:
Plandent och
Pia Runfors
Foto:
Isak Genberg





Lätt att få överblick med tydligt märkta lådor och skåp med bild på artiklarna.

Hjärnan i systemet: iPaden som kan monteras på vägg eller i ett bordsställ.



Varje produkt är märkt med en QR-kod. Du behöver aldrig skriva något. Bara skanna!

PlanOrder

Minskar klinikens kostnader och frigör mer tid till hela teamet

PlanOrder är ett lagersystem med inbyggd beställnings- och inventeringsfunktion som i sin enkelhet är en iPad och ett smart lådsystem. I över ett decennium har hundratals kliniker i hela Sverige fått en enklare vardag tack vare PlanOrder.

Med PlanOrder på kliniken får du ett lager som är funktionellt, enkelt att städa och där varje produkt har en bestämd plats. Hela tandvårdsteamet vinner på att ha PlanOrder installerat!

Smidigare inventering med PlanInvento!
Kombinera PlanInvento med PlanOrder helt kostnadsfritt.





Detta har tandläkarkliniker att säga om PlanOrder

"Nu har jag ett bra grundlager och kan enkelt beställa nytt när det behövs. Dessutom har jag jämfört priser med andra leverantörer och det blir billigast att beställa allt genom Plandent."
Tandläkare & klinikägare, Ivonne Acosta, Siljans Tandvård Leksand.

"Förutom att vi spar tid, som vi i stället kan lägga på våra patienter, blir också beställningarna rätt. QR-koderna gör att felbeställningarna minimeras."
Tandsköterska, Cecilia Hjelte, Hjelte Tandvård.

"Litet lager, lätt att få överblick, ingen kassation, minimal tid läggs på beställningar, alltså ekonomiskt. "
Tandläkare & klinikägare, Jon Granath, Stångå Tandklinik & Svartå Tandklinik.

För tandsköterskan eller tandhygienisten

- Frigör tid från beställningar och ger mer kvalitetstid till övrig administration och patienter.
- Slipper stressen över att ha glömt beställa.
- Mindre lager som ger god hållbarhet och färre utgångna varor – ordning och reda helt enkelt!
- Bättre överblick med en enkel inventeringstjänst.
- Mindre sårbart vid ledighet och frånvaro.

För tandläkare och klinikägare

- Frigör administrationstid och ger mer tid till kliniskt arbete.
- Minskade förbrukningskostnader.
- Minimerad risk att sakna produkt vid patientbehandling.
- Billigare frakt och mindre produktsvinn.
- Enkelt att hitta på lagret – var sak har sin plats!

Plandent hjälper dig med allt

Från planering till användning, våra PlanOrder-experter är redo för dig och din kliniks behov.

Är du nyfiken på PlanOrder? Kom förbi vår monter, B08:23 på Swedental för att se PlanOrder live.

PRATA MED OSS REDAN IDAG!
Vi visar dig hur du får ordning på lagret och sänker dina förbrukningskostnader.
www.plandent.se/planorder

MILJÖ

Välj hållbart!

Miljöfrågor och hållbarhet inom tandvården växer lyckligtvis. Vi på Plandent är måna om att du ska kunna göra miljösmarta val till din klinik genom oss. Därför jobbar vi kontinuerligt med att få in flera produkter i sortimentet som är snälla mot miljön.

ORBIS
Green tandborste vuxen

Tandborste med bambuhandtag och borststrån av nylon.
Förpackning med 20 tandborstar i fyra olika färger.

Artikelnummer:
MD171671



ORBIS
Flosser tandtrådsbygel

Tandtrådsbygel tillverkad av 40% majsstärkelse och 60% polypropylene. Den har två parallella tandtrådar, i nylon, för effektiv rengöring mellan tänderna.

Artikelnummer:
MD171876



DAX Clinical
Handdesinfektion påse

En hygienisk och flytande handdesinfektion.
Fördelar med påsar är att de minskar plastanvändningen med ca 60% jämfört med traditionella flaskor. De bidrar till mindre restprodukter samt minimalt avfall. Dessa påsar är även flexibla med dispenserar.

PST! Finns även som Mildtvål.

Artikelnummer: R311608



ORBIS
Bägare i glas

Artikelnummer:
M-012304



WoodSafe Riskavfallsbehållare

WoodSafe® är ett innovativt riskavfallskärl för stickande och skärande, baserat på restavfall (sågspån) från svenska skogar och returplast som halverar CO2-utsläppen.
Tillverkad i Sverige och baserat på biokomposit från Stora Enso.

Artikelnummer:
R300771 0,5 liter
R299409 2 liter
R299410 3 liter



Finess skyddsförkläde

Ett skyddsförkläde med fastsättning på axlar och över midjan.

Förklädet är FSC-certifierat och svanenmärkt.

Artikelnummer:
R321096



Skanna QR-koden och se fler produkter för en klimat-smartare klinik.

Operation Smile





Aron och hans mamma Nelly före (överst) och efter operationen.



Lek har inga gränser

Aron har försökt få en operation tre gånger tidigare. När han och hans mamma Nelly återigen söker vård under ett av Operation Smiles medicinska uppdrag i norra Colombia får de ännu en gång ett nej. Aron är för sjuk för att opereras och besvikelsen blir enorm.

Aron och hans mamma Nelly tillhör ursprungsfolket Wayuu som lever i gränsområdet mellan Venezuela och Colombia. Med hjälp av en sponsor i Schweiz har en pastor betalat familjens resor och uppehälle när de sökt vård. Av olika anledningar har operationen inte kunnat genomföras, varken i Venezuela eller Colombia.

Den här gången står hoppet till Operation Smile, som befinner sig på ett distriktsjukhus i kuststaden Riohacha, nära gränsen.

Clowner utan Gränser och Operation Smile
När Aron och hans mamma kommer till sjukhuset får de träffa artister från svenska Clowner utan Gränser och den colombianska gruppen Doctora Clown. Tillsammans med Operation Smile ingår de i ett projekt, stöttat av Svenska Postkodlotteriet, som använder lek och skratt för att hjälpa barn och föräldrar att slappna av under sjukhusbesöket.

Många av barnen i regionen pratar inte spanska och har aldrig varit på sjukhus tidigare. Clownerna lockar dem till skratt och visar att humor och lek inte har några gränser.

Läkare och sjuksköterskor upplever också att barnen blir lugnare när de får skratta, vilket underlättar vården.

– Artisterna är så duktiga på att minska oron hos föräldrarna. Då blir det också lättare för barnen som inte riktigt förstår vad som händer, säger plastikkirurgen Diego Caycedo, volontär för Operation Smile i Colombia.

Ny chans
När Aron undersöks av narkosläkaren blir beskedet ännu en gång nej. Han har en infektion i kroppen och riskerna med en operation är för stora. Teamet lovar att han ska få en ny chans några månader senare. Aron skickas hem med medicin och en plan för operation.

– Både jag och Aron blev så ledsna när vi fick beskedet. Men vi blev väl omhändertagna och jag är så tacksam för hjälpen, säger Nelly.

Skratt och lek gör skillnad
Ett år senare är Operation Smile tillbaka i La Guajira. Den här gången gör vi ett hembesök tillsammans med clownerna och vår ambassadör Vanna Rosenberg, som vill se vilken skillnad skratt och lek kan göra inför en operation.
Och vilken lycka när Aron kommer ut på gården hemma hos pastorn med ett stort leende. Han fick komma tillbaka några månader efter det första beskedet och var då frisk nog att opereras.

– När jag fick se honom efter operationen blev jag överlycklig. Och han sa om och om igen att han kände sig så annorlunda, berättar Nelly och visar bilder på Aron före operationen.

Läs hela reportaget på Operation Smiles hemsida.

ORBIS

Ett oslagbart val för vardagen

ORBIS erbjuder pålitliga och prisvärda produkter utvalda specifikt för din tandläkarkliniks arbetsflöde.
Här är några av de senaste nyheterna i ORBIS breda sortiment.



ORBIS
Endospruta

Komplett steril endospruta med kanyl och säker Luerlock-koppling för enkel samt tillförlitlig användning.

Artikelnummer:
R307722-R307724



ORBIS
Tandborste

Tandborstens mjuka borste rengör effektivt utan att skada emaljen eller irritera tandköttet, vilket gör tandborsten idealisk för daglig munhygien.

Artikelnummer:
R308394 barn
R308393 vuxen



ORBIS
Absorberbar hemostatisk gelatinsvamp

En steril, formbar, vattenolöslig, absorberbar gelatinsvamp avsedd för hemostatisk användning genom applicering på en blödande yta.

Artikelnummer:
R311090



ORBIS
Borrset

Artikelnummer:
R312530,
R307355-R307358



ORBIS
Alpin spetsar

Lämpliga för finbearbetning av komposit, emalj, porslin och glasjonomercement.

Artikelnummer:
R302652-R302657



ORBIS
Kompress nonwoven

Mjuk och absorberande.



Artikelnummer:
R310566
Inte steril



R310567
Steril

Skanna QR-koden och läs mer om ORBIS.

Ta hand om patienternas tandrengöring i höst. Vi på Plandent vill hjälpa dig att erbjuda trygga behandlingar. Därför har vi kombinerat höstens profylax-erbjudande med KaVo och ORBIS.

KÖP 3 BETALA FÖR 2

VI TÄCKER KLINIKENS PROFYLAXBEHOV

Putsvinkelstycken från KaVo levererar alltid hög kvalitet. De förblir hygieniska med det skyddande stålhuvudet som förhindrar inträngning av polerpasta.



KaVo SMARTmatic S31

Putsvinkelstycke för putskoppar med skruvfattning. Nedväxlat 8:1 för optimal hastighet med bästa resultat.

Artikelnummer: R220086

Du sparar 3 480 kr



KaVo SMARTmatic S33

Putsvinkelstycke för putskoppar med snap-on fäste. Nedväxlat 8:1 och med en oscillerande rörelse på 70°.

Artikelnummer: R219237

Du sparar 3 780 kr

KOMBINERA MED:

ORBIS

Putskoppar

NYHET! Det finns nu ORBIS putskoppar som kan kombineras med KaVos putsvinkelstycken.



Artikelnummer: R314397 och R314398

Kampanjpris: 110 kr



Artikelnummer: R314609 och R314610

Kampanjpris: 26 kr

Directa

ProphyCare Profylaxpasta Parabenfri och HAp

Köp tre valfria ProphyCare Profylaxpasta Parabenfri och få en ProphyCare HAp helt kostnadsfritt!



Artikelnummer: MD171540 och MD171541

R200371 på köpet

PST! **Du hittar fler kampanjpriser på våra andra ORBIS putskoppar på www.plandent.se/kampanjer**

Kampanjerna är giltiga 2 november – 11 december 2026, om inget annat anges.

Höstens kampanjer hittar du samlat på ett ställe!

Vi har som vanligt fina kampanjer noggrant framtagna utefter dina och klinikens behov. Du hittar alla höstens kampanjer samlat på plandent.se/kampanjer.

LM-Dental

LM-RondoPlus slipmaskin

Artikelnummer: 180705

Kampanjpris: 9 790 kr



LM-Dental

LM-ProPower CombiLED bordsapparat

Artikelnummer: MD031999

Kampanjpris: 34 100 kr



4+1

Ivoclar

OptraGloss Kit

Artikelnummer: MD172223 och MD172267

Köp fem utvalda OptraGloss Kit och få den billigaste på köpet.



2+1

Dentsply

Sirona ProRoot Bio Sealer

Köp tre ProRoot Bio Sealer kit och få en av dem på köpet.

Artikelnummer: R322446



DürrDental

MD 555 Cleaner

För veckorengöring av sugsystemet.

Artikelnummer: 670100

Kampanjpris: 499 kr



3+1

Solventum

Filtek Easy Match Flowable Restorative

Köp tre Filtek Easy Match Flowable Restorative sprutor och få en extra på köpet.

Artikelnummer: R315651, R315656 och R315658



Skanna QR-koden och se alla erbjudanden!

Kampanjerna är giltiga 2 november – 11 december 2026, om inget annat anges.

3+1

PÅ ALLA PRODUKTER

från Ultradent Products

VALO™ X, GEMINI™ och Opalescence™ Whitening Toothpaste exkluderad



Denna kampanj gäller från 05.11 till 13.11.2026.
Kan inte kombineras med andra kampanjer.

ULTRADENT.EU

© 2026 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

VALO™ GRAND



5 YEAR WARRANTY

VALO™ Grand Cordless

1 x VALO Grand sladdlös LED-härdljuslampa
4 x uppladdningsbara batterier
1 x batteriladdare
1 x nätadapter till batteriladdare
1 x fäste för handstycket
1 x ljusskydd som blockerar blått ljus
1 x provpaket med hygienskydd

Black: MD166742
Sapphire: MD172345
Red Rock: MD172346

***Erbjudandepris: 12 390 SEK**

Faktisk linsstorlek



11,7 mm
(108 mm²)

- Lysdioder med brett våglängdsspektrum och ultrahög ljusenergi härdar alla ljushärdande dentala material
- Tre härdningslägen, Standard Power, High Power och Xtra Power, för alla dina preferenser
- Högeffektiva lysdioder och flygplansaluminium i ett stycke gör lampan sval att hålla i
- Unik design i ett enda stycke, både lätt och extremt slitstark
- En extra på/av-knapp på undersidan för intuitiv användning



En användarrapport av Dr. Sebastijan Mormer

Vi har nu tre VALO Grand LED-härdljuslampor som vi använder dagligen. De passar för kompositfyllningar, keramiska inlägg, keramiska partial- och fullkronor och alla typer av skalfasader. För övrigt är de idealiska för att härda flytande kofferdam, till exempel vid professionell tandblekning. Trots frekvent användning är batteriernas livslängd anmärkningsvärt lång och de behöver sällan laddas om.

Skanna QR-koden och läs hela bloggartikeln.

VALO™ X

VILKEN NY FÄRG ÄR DEN RÄTTA FÖR DIG ?

HÄRDLÄGEN:

Rör VALO X-lampan framåt som med ett trumslag för att starta och växla mellan härdningsprogrammen.

LJUSDIAGNOSTISKA PROGRAM:

Rör VALO X-lampan åt sidan som med ett trumslag för att starta och växla mellan de ljusdiagnostiska programmen.



NYHET

Skanna QR-koden och se videon.

* Giltig till och med den 31 december 2026

Klorhexidin med **GOD SMAK**

Smak du kan rekommendera – effekt du kan lita på!

NYHET!

Nu i 1 liters flaska inkl. pump.
Perfekt till behandlingsrummet!

4+1!*



G·U·M®
PAROEX®

*Gäller vid köp av minst 4 st valfria GUM® PAROEX-produkter, den 5:e och billigaste på köpet. Gäller hela GUM® PAROEX®-serien. Erbjudandet gäller 2 november till 11 december 2026.

solventum

3M Health Care är nu Solventum

Solventum välkomnar dig till Swedental, monter **B06:41**

Köp 4, betala för 3

Erbjudandet gäller 26.10.29-26.12.31

Kompositer

Filtek™
Supreme Flow



Filtek™
Bulk Fill Flow



Filtek™ Easy Match
Flowable



NYHET



NYHET

Filtek™
Easy Match

Clinpro Clear Fluorid



Cement och adhesiv



RelyX™ Universal



Scotchbond™
Universal Plus

Välkommen till vår monter under Swedental! Lyssna på presentationen:
Värme gör skillnad. Varför det lönar sig att värma kompositmaterial.
Onsdag-fredag kl. 11.00-11.30.
Föreläsare är Lisa Lindström, Clinical Advisor på Solventum.

American Eagle INSTRUMENTS®

Upptäck den slipfria XP² Technology™

Ingen slipning. Mer effektivitet. Bättre ergonomi.

XP² Technology™ är nu 59 % vassare*



Alltid vass. Alltid exakt.
Tar bort tandsten smidigt med mjuka, rakbladsliknande drag.

Maximal komfort.
De ultralätta Eagle*Lite*®-handtagen minskar handtrötthet och förbättrar kontrollen.

Enkel åtkomst.
Den smalare spetsen når dit andra inte kan.

Slipp slipning!

XP² Technology™ - ger dig mer tid för dina patienter.

*jämfört med ursprungliga XP Technology®

www.am-eagle.eu

YOUNG® INNOVATIONS

Dentsply Sirona

X-Smart Go

Trådlös endomotor med integrerad apexlokalisator

NYHET

X-Smart Go är Dentsply Sironas nya **trådlösa endomotor med integrerad apexlokalisator**, utvecklad för säker och effektiv rotkanalsbehandling. Med exakt **apexlokalisering i realtid** samt kraftfulla roterande och reciprokerande rörelser får du optimal kontroll under behandlingen.

X-Smart Go kombinerar intuitiv användning med tillförlitlig prestanda och ger dig full rörelsefrihet utan att kompromissa med precision eller säkerhet. Dessutom ingår **24 månaders garanti** och möjlighet till **trådlösa programuppdateringar.**

Varför välja X-Smart Go?

Frihet och kraft – Trådlös frihet med hög prestanda för effektiv endodonti.
Optimerade rörelser – Anpassad för Dentsply Sironas filsystem i både roterande och reciprokerande lägen.
Integrerad apexlokalisering – Exakt apexlokalisering i realtid för säker arbetslängdsbestämning.
Trygghet och support – 24 månaders garanti, snabb ersättningsservice och trådlösa uppdateringar.
Lång batteritid – Batteri som räcker upp till tre dagar. Laddstationen kan även användas som powerbank.

X-Smart Go Cordless Motor W/ Apex Locator
Ref No: R322588



Byt in din gamla endomotor och uppgradera till X-Smart Go och få ett kampanjpris på 19 990kr

Kampanjen gäller till och med den 31 december 2026

Alltid det rätta flytet.



FLYTANDE MEN ÄNDÅ STABILT FYLLNINGSMATERIAL

Valet är ditt:

- **Light Flow – lågviskös**
  Precis applicering tack vare extrafin spets och därför optimal för svåråtkomliga områden och små kaviteter | 76 %*
- **Flow – mellanviskös**
  Enastående flytegenskaper, universell och precis applicering | 81 %*
- **Heavy Flow – högviskös**
  Högre stabilitet, så den kan användas universellt utan att rinna ut | 83 %*

*Fillerhalt i viktprocent

GrandioSO
Flowables



VOCO
THE DENTALISTS

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Tyskland · Tel. +49 4721-719-0 · www.voco.dental

PHILIPS
sonicare

Delta i vårt program och upplev Sonicare själv

Delta i vårt 30 minuters webbinarium och upptäck teknologin bakom Philips Sonicare. Du får veta hur du kan delta i vårt testprogram och får en egen Philips Sonicare att prova. Upplev skillnaden själv och se hur den kan bidra till bättre munhälsa och förbättrade behandlingsresultat för dina patienter.*

*villkor gäller

2026/L/4600/2

Avsändare
Plandent AB
Box 14024,
167 14 BROMMA



PLANDENTS NYHETSBREV

Var alltid först med att veta om det senaste på Plandent.

Du får direkt till din inkorg:
Steg för steg-guider
Klinikreportage
Produktnyheter
Erbjudanden
Kurs och event

Skanna QR-koden och prenumerera redan i dag!

Vår webbshop är öppen dygnet runt!
plandent.se/webbshop

KAMPANJER!

Kolla in höstens bästa erbjudanden
plandent.se/kampanjer

Plandent

08-546 979 00 | www.plandent.se | info@plandent.se